



Moving Rehabilitation Forward

## INTELECT® MOBİL 2

BİR SONRAKİ NESİL  
ELEKTROTERAPİDE



## INTELECT® MOBİL 2

## ELEKTROTHERAPİDE YENİ NESİL

Intelect® Mobile 2, fiziksel tedip yöntemlerinde yeni nesildir, sezgisel tasarımı akıllı dır ve özellikleri, kullanımı kolaylığı ve basitliği, Intelect Mobile 2yi günümüzün modern uygulamaları için tercih haline getirmektedir.

Mevcut klinik uygulamalar çerçevesinde geliştirilen yerleşik önerilen protokol ayarları sayesinde Intelect Mobile 2'nin kullanımı kolay ve kurulumu kolaydır.

Intelect Mobile 2, hastaya durumunu ve tedavi yolunu görsel olarak açıklamayıza olanak tanıyan, kolayca erişilebilen yüksek çözünürlüklü bir anatomik kütüphaneye sahiptir.

Akıllı Bluetooth modülü ve intelect Connect Uygulaması, Intelect Mobile 2 cihazı na veri indirme, rapor oluşturma ve uygulama dahilindeki ek cihazlara tedavi verilerini yüklemeye yeteneği kazandırır. intelect Connect Uygulaması, hasta verilerinin toplanması na ve Intelect Connect'e hazır tüm cihazlar arasıında paylaşılmasını na olanak tanrıracaktır.



## ANA ÖZELLİKLER

### TASARIM YOLUYLA YENİLİK VE BASİTLİK



#### BÜYÜK GRAFİKLİ RENKLİ DOKUNMATİK EKRAN

Sezgisel kullanıcı arayüzüne ve kapsamlı anatomik kütüphaneye erişim için yüksek çözünürlüklü 7" kapasitif dokunmatik ekran. Elektrotları yerleştirilmesine ilişkin öneriler ve ultrason aplikatörünün yerleştirileceği alanlar, kullanımı kolay ve bulunması kolay lavuzlardır. Dokunmatik ekran ayrıca bireysel tedavinin ilerleyişi hakkında gerçek zamanlı bilgi ve tedavi bittikten sonra bir özet verir.



#### YENİ ULTRASON APLIKATÖR

Ele uygun ergonomik tasarımı Geliştirilmiş bağlantı algılama ve izleme.

### ERGONOMİK DİZAYN

Her türlü terapi ofisine şıggacık yeni çağdaş modern tasarım, ancak cihazı hastanın kendi evinde kullanımlı olmasını basit ve rahat hale getirecek kadar entegre pil seçeneğiyle yeterince çok yönlü.



#### MOBİL

Ergonomik yapısıyla hafif cihaz tasarılanmış tutamak ve isteğe bağlı entegre pil, ev ziyaretlerinde şebeke kablolarını taşıma ihtiyacıni ortadan kaldırır. Cihazın güvenli bir şekilde taşırmaması için isteğe bağlı özel taşıma çantası mevcuttur ve güvenli bir şekilde.

### EV KULLANIMI

Intelect® Mobile 2, IEC ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır 60601-1-11 ve hastaların tedavisinde kullanılabilir hem kendi evinizin hem de terapist ofisinizin olması esneklik sağlar ve hem klinisyen hem de hasta için çok yönlük.

### WINDOWS 10 UYGULAMASI

Intelect'e aktarılmış bir Bluetooth modülünün eklennmesi Mobile 2 ve Intelect Connect Uygulamasını sunan sağlayıcılar: Hasta verilerinin işlenmesinde ve işlenmesinde büyük esneklik, Hasta tedavi verilerinin ve protokollerinin dişa aktarılması na izin verilmesi cihazdan PC'ye yalnızca üretim yapma olanağı sağlanmakla kalmıyor raporları yanısıra tedavilerin ve hasta verilerinin de aralarında paylaşılması bir muayenehanede ve sahada birden fazla Intelect Mobile 2 cihazı diğer aktarılmış özellikli Chattanooga cihazlarıyla yakını gelecekti.



#### OPSİYONEL SEPETE

#### (OPSİYONEL VAKUM ÜNİTESİ)


Tüm aksesuarları rahat ve cihazdan kolayca erişilmesini sağlayan depolama çekmeceli isteğe bağlı arabası, büyük tekerlekler arabanın ve cihazı ofiste kolayca hareket ettirilmesine olanak tanır, kullanıma izin vermek için vakum ünitesi seçeneğinin eklenmesi Elektroterapide vakum.

## ANAHTAR ÖZELLİKLER - ARAYÜZ

Intelect® Mobile 2, terapistler düşünürlere tasarlanmıştır yeni nesil sezigisel ve akıllı kullanıcı arayüzü sunar.

## AKILLI ARAYÜZ


Cihaz üzerindeki düğmeler ve Modalite aksesuarları için bağlantı noktaları cihazın veya bağlantı noktasıının durumunu gösteren etkileşimli işi klara sahiptir.



## ÖNERİLEN PROTOKOL AYARI

Kullanıcı ya cihazıın fonksiyonlarını ve her terapiyi ayarlamada yardımcı olur; ayarlar mevcut klinik uygulamaya dayanmaktadır.

Önerilen protokol ayarları (SPS), özel tedavi rejimleri oluşturacak şekilde değiştirilebilir ve özel bir protokol olarak kaydedilebilir.



## HI ÇÖZÜNLÜK ANATOMİK KÜTÜPHANE

Basit açı klamaya izin veren bir dizi patolojiyi gösterir hastaya koşullar ve tedavi.



## GELECEĞE KAYITLI TEKNOLOJİ

Intelect Mobile 2 aşağıdaki özellikleri tasarılmıştır:

izin veren yazılmış yükselme yeteneği  
ek işlevsellik eklenecektir. Ücretsiz  
yazılım yükseltmeleri sunulacak  
chattanooga.com web sitesinde  
nasi̇ yapılaçağına dair basit talimatlar birlikte  
yüksekmeleri gerçekleştirin ve güncellenenlere erişin  
herhangi bir yazılmış içeren ürün kılavuzları  
cihazda iyileştirmeler.



## BELİRTEÇLER

### STIM

#### ONLARCA

- KRONİK AĞRININ SEMPTOMATİK HAFİFLENMESİ (1)
- AMELİYAT SONRASI AĞRININ YÖNETİMİ (2)

### NMES

- KAS YENİDEN EĞİTİMİ (3)
- YEREL KAN TEDARİĞİNİN ARTIRILMASI (4)
- KAS SPAZMLARININ RAHATLANMASI (5)
- HAREKET ARALIĞININ KORUNMASI/ARTTIRILMASI (6)

### ULTRASON

- KAS SPASMINDAN AĞRILARIN GİDERİLMESİ (7)
- ORTAK SÖZLEŞMELERDEN AĞRILARIN GİDERİLMESİ (8)
- BAĞ İLE İLİŞKİLİ AĞRILARIN GİDERİLMESİ (9)
- BURKULMA, TENDİNİT VE KAS SPAZIMI (10)



## KLİNİK BİLGİLER

1. Kompleks bölgelik ağrı sendromlu hastaların tedavisinde transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonunun etkinliği: Randomize, çift kör, placebo kontrollü prospektif bir çalışma. Bilgili A, Çakır T, Doğan ŞK, Erçalıktı, Filiz MB, Toraman F Kasım 2016

2. Total Diz Arthroplastisi Sonrası Duyusal Düzeyde ve Konvansiyonel Motor Düzeyde Nöromusküler Elektriksel Uyarılarıın Kuadrieps Gücü Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması : Prospektif Randomize Tek Kör Bir Çalışma. Yoshida Y, Ikuno K, Shomoto K, Araki K 2017

3. ÖCB Cerrahisinden Sonra Erken Hareket Üzerine Uygulanan Nöromusküler Elektriksel Stimülasyon. Labanca L, Rocchi JE, Laudani L, Guitaldi R, Virgultti A, Mariani PP, Macaluso A. Mart 2018

4. Ön çapraz bağı rekonstrüksyonundan sonra elektrostimülasyonun efüzyon, şişme ve ağrı ilişilesmesi üzerindeki etkilerini inceleyen randomize kontrollü bir çalışma: pilot çalışma. Ediz L, Ceylan MF, Türktaş U, Yanmaz İ, Hiz O Ekim 2011

5. İnsan kaslarındaki kramp duyarılılığıni etkili bir şekilde azaltmak için umut verici bir yaklaşım: randomize, kontrollü bir klinik çalışma. Behringer M, Moser M, McCourt M, Montag J, Mester J. Nisan 2014

6. İnce sonrası gleno humerus subluxasyonunu azaltmadı biseps uzun başına elektrik stimülasyonunun etkisi. Manigandan JB, Ganesh GS, Pattnaik M, Mohanty P. Ocak 2014

7. Termal ultrason üst trapezius kaslarındaki tetik noktalarının doku sertliğini azaltır. Draper DO, Mahaffey C, Kaiser D, Eggett D, Jarmin J. Nisan 2010

8. Terapötik Ultrason Uygulamaları na Genel Bakım şe ve güvenlik hususları . Miller,D., Smith, N., Bailey, M., Czarnota, G., Hynnen, k. ve Makin I 2012

9. Miyofasyal ağrı sendromunun tedavisinde uygulanan düşük, orta ve yüksek doz ultrason tedavisinin etkinliğinin karşılaştırması . Modern Romatoloji 24, 2014.


10. Whiplash Travmatik Akut ve Subakut Evrelerde Ağrı ve Eklem Hareketliliğinde Terapötik Ultrasonun Etkinliği. Ruiz-Molinero C, Jimenez-Rejano JJ, Chillon-Martinez R, Suarez-Serrano C, Rebollo-Roldan J, Perez-Cabezas V Eylül 2014

## INTELECT® MOBILE 2 SERİSİ



### STIM

Intelect® Mobile 2 STIM, istege bağlı bir araba ile veya bu araba olmadan kullanılan ve bir Vakum modülünün dahil edilmesine olanak tanıyan bir elektroterapi sistemidir. Intelect Mobile 2 STIM, terapistin çoklu tedavi seçeneklerine olanak tanıyan yaygın olarak kullanılan dalga formlarından oluşan bir seçkiye sahiptir; bu dalga formları, kullanıcı arayüzünden kolayca seçilir ve seçilen tedavi alanı için elektrot yerlesimine ilişkin yönereler de verilir. Bu ekipman yalnızca lisanslı bir tıp doktorunun reçetesini ve gözetimi altında kullanılmalıdır.



### ULTRASON

Intelect Mobile 2 ULTRASOUND, istege bağlı Arabaya veya Arabası olarak kullanılan bir ultrason terapi sistemidir. Intelect Mobile 2 Ultrasound, 1 veya 3 MHz'de çift frekanslı Ultrason, Darbeli veya sürekli görev döngüleri (%10, %20, %50 ve %100) sunar. İstege bağlı tek başlı kollarla birlikte 5 cm<sup>2</sup>'lik bir ultrason aplikatörüyle birlikte verilir. Tedavi alanı na ilişkin yönereler kullanılcı arayüzünde mevcuttur. Bağlanması tespiti, aplikatörün arkasındaki LED aracıyla işitsel olarak (varsayılan olarak açıktır) olarak ayarlanmıştır veya görsel olarak izlenebilir; tedavi süresi göstergesi, kafa ayrıldıktan sonra duracaktır, böylece zaman aralığı boyunca iletilen ultrason tedavisi miktarı doğru bir şekilde ölçülür ve tekrarlanabilir. Bu ekipman yalnızca lisanslı bir tıp doktorunun reçetesini ve gözetimi altında kullanılmalıdır.



### KOMBO

Intelect Mobile 2 COMBO, bir Vakum modülünün dahil edilmesine olanak tanıyan, istege bağlı bir Araba ile veya bu Araba olmadan kullanılan, iki kanallı bir elektroterapi, ultrason terapisi ve Komboto sistemidir. Kombinasyon terapisi için kullanıma 5 dalga formu dahildir: Girişimsel, VMS, Yüksek Volt, Asimetrik bifazik TENS ve Simetrik bifazik TENS, tamamen işlevsel 1 ve 3 MHz ultrason frekansları ve iki kanallı elektriksel stimülasyonu içerdiği vardi. Bu ekipman yalnızca lisanslı bir tıp doktorunun reçetesini ve gözetimi altında kullanılmalıdır.



## TEKNİK BİLGİLER

GİRİŞ: 100-240V AC, 1,0 - 0,42A, 50/60 Hz

ELEKTRİK SINIFI: Si nif II

ÇALIŞMA ŞEKLİ: Sürekli



### ELEKTRİK TİPİ (KORUMA SINIFI)

ULTRASON: .TİP BF

ELEKTROTERAPİ: .TİP BF

ELEKTROTERAPİ VAKUM: .TİP BF

ULTRASON VE ELEKTROTERAPİ: .TİP BF

### ULTRASON ÖZELLİKLERİ

FREKANS: 1 MHz; 3 MHz

GÖREV DÖNGÜLERİ: %10, %20, %50, Sürekli

DARBE TEKRARLAMA ORANI: 16, 48 veya 100 Hz

DARBE SÜRESİ: 1 -31,25 ms

- Maks (AÇIK): 31,25 ms

- Min (KAPALI): 5 ms

### VAKUM ÖZELLİKLERİ

GÜC

GİRİŞ: 20-25 Vdc, maksimum tepe akımı 4A

ELEKTRİK TİPİ: BF TİPİ

### GENEL ÖZELLİKLERİ

VAKUM ARALIĞI: 0,0 ila 600 mbar maksimum +/-5%

VAKUM MODLARI: Sürekli veya Darbeli Sürekli

Vakum aralığında 10 ayar, ayar başı na 60 mbar,

Ayar başı na +10 mbar ila 10 mbar



SİSTEM BOYUTLARI & AĞIRLIK	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK (PİL YOK)
<b>INTELECT MOBİL 2 ANA ÜNİTE</b>				
KOMBO	34cm	35,5 cm	15cm	3,1 kg
ULTRASON	34cm	35,5 cm	15cm	2,8 kg
STIM	25,5 cm	35,5 cm	15cm	2,9 kg
<b>SEPETE YAPILANDIRMALARI</b>				
Araba (Güvenli çalışma yükü 6,5 kg)	48cm (maks.)	52cm (maks.)	96cm	10,1 kg
Vakumlu araba	48cm (maks.)	52cm (maks.)	96cm	11,5 kg
Sepeteki cihaz	-	-	111cm	-

ULTRASON APLİKATÖR FREKANSI	1 cm <sup>2</sup>		2cm <sup>2</sup>		5cm <sup>2</sup>	
	1MHz	3MHz	1MHz	3MHz	1MHz	3MHz
Etkili Yay Ima Alanı ERA INTL (cm <sup>2</sup> )	1	0,9	1,5	1	2,5	2,7
Sürekli modda Maksimum Çıktı ş gücü	2W	1,8W	3W	2W	5W	5,4W
Darbeli modda Maksimum Çıktı ş gücü	3W	2,7W (*)	4,5W	3W	7,5W	8,1W
Sürekli modda Maksimum Genlik	2W/cm <sup>2</sup>	2W/cm <sup>2</sup>	2W/cm <sup>2</sup>	2W/cm <sup>2</sup>	2W/cm <sup>2</sup>	2W/cm <sup>2</sup>
Darbeli modda Maksimum Genlik	3W/cm <sup>2</sup>	3W/cm <sup>2</sup>	3W/cm <sup>2</sup>	3W/cm <sup>2</sup>	3W/cm <sup>2</sup>	3W/cm <sup>2</sup>

Darbeli Bifazik	VMS,VMS Burst,VMS FR,TENS Asimetrik,TENS Simetrik,HAN
Darbeli Monofazik	Yüksek Volt, Dikdörtgen, Üçgen, Darbeli Dikdörtgen, Darbeli Üçgen, Mikro Akım, Trabert, Galvanic sözünü kesti
Doğrudan	Galvanik, Düşük Seviye Galvanik
Alternatif	IFC 4 Kutuplu, IFC Premod, IFC İzoplanar Vektör, Rusça, Diadinamik MF, Diadinamik DF, Diadinamik CP, Diadinamik LP, Diadinamik Cpid/Cpiso

Chattanooga ayrıca müşterilerine çevirmiçi eğitim de sunuyor

modaliteleri için mevcut modüller ile,

daha fazla bilgi için lütfen Chattanooga temsilcinizle iletişime geçin

bilgi ve kayıtlarıntıları.

"Uyumluluk: Bu cihaz, geçerli EN/IEC 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No.601.1, UL Std standartları na uygundur. Hayır 60601-1."

MDD'ye göre sınıfı flandırma: sınıf IIa cihazı 93/42/60601-1

Yasal üretici: DJO France SAS - CE 2797



#### INTELECT® MOBİL 2 KOMBİSİ:

PARÇA NUMARASI	TANIM
15-1204	INTELECT® MOBILE 2 KOMBO SETİ (AB FİŞİ) (Kombo set aşağı daki öğeleri içerir)
15-1205	INTELECT® MOBILE 2 KOMBO SETİ (TÜM FİŞ) (Kombo set aşağı daki öğeleri içerir)
15-0133	INTELECT® MOBİL 2 KOMBİSİ
79967	Karbon elektrotlar
42198	Jel elektrotlar
70010	Stim kabloları
6522055	Chattanooga® kayı şları
15-0142	5cm2 ultrason aplikatörü
4248	Şanzı man jeli şişesi
15-0144/46/47	Güç kablosu

#### INTELECT® MOBILE 2 STİM:

15-1202	INTELECT® MOBILE 2 STİM SETİ (AB FİŞİ) (Stim seti aşağı daki öğeleri içerir)
15-1203	INTELECT® MOBILE 2 STİM SETİ (TÜM FİŞ) (Stim seti aşağı daki öğeleri içerir)
15-0132	INTELECT® MOBILE 2 STİM
79967	Karbon elektrotlar
42198	Jel elektrotlar
70010	Stim kabloları
6522055	Chattanooga® kayı şları
15-0144/46/47	Güç kablosu

#### INTELECT® MOBİL 2 ULTRASON:

15-1200	INTELECT® MOBILE 2 ULTRASON SETİ (AB FİŞİ) (Ultrason seti aşağı daki öğeleri içerir)
15-1201	INTELECT® MOBILE 2 ULTRASON SETİ (TÜM FİŞ) (Ultrason seti aşağı daki öğeleri içerir)
15-0131	INTELECT® MOBİL 2 ULTRASON
15-0142	5cm2 ultrason aplikatörü
4248	İletim jeli (1 şişe)
15-0144/46/47	Güç kablosu

#### INTELECT® MOBILE 2 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR:

15-1136	Intelect Mobile 2 arabası
15-1210	Intelect Mobile 2 vakumlu araba
70010	Stim kanalı 1/2 kablo seti
70012	Stim kanalı 1/2 kablo seti XL
15-1140	USB sürücüsü
79967	6x8cm karbon elektrotlar (4x)
15-0140	1cm2 ultrason aplikatörü
15-0141	2cm2 ultrason aplikatörü
15-0142	5cm2 ultrason aplikatörü
15-0143	10cm2 Ultrason aplikatörü
4248	İletim jeli (24 şisce)
14-1086	Intelect Mobile 2 pilî



DJO® Küresel | 1a Guildford İş Parkı | Guilford | Surrey | GU2 8XG | BİRLEŞİK KRALLIK

[www.DJOglobal.eu](http://www.DJOglobal.eu)

"Bireysel sonuçlar farklılık gösterilebilir. Ne DJO Global, Inc. ne de bağlı şirketlerinden herhangi biri tıbbi tıbbi tıbbi hukuki veya başka türde profesyonel tavyise niteliğinde değildir."

Çeşitli sağlık, tıbbi ve fitness koşulları ve bunların tedavisine ilişkin bilgiler, bir doktor veya başka bir tıpp uzmanı tarafından sağlanan tavyiselerin yerine geçmez."

Telif Hakkı © [2019] DJO, LLC. Tüm hakları saklıdır. Bu sayfanın hiçbir kısmı serbestçe veya söyleme古老的lamaz, dağıtılmaz veya aktarılmalıdır.