

GENESY 600

4 KANALLI ELEKTROTHERAPİ | 149 PROGRAM

DAHA FAZLASINI İSTEYEN KULLANICILAR VE REHABİLİTASYON PROFESYONELLERİ İÇİN DÖRT KANALLI PROFESYONEL ÜRÜN.

53 SPOR | 29 FITNES | 20 AĞRI | 12 MİKRO AKIM | 12 SERİ SIRALI STİMİLASYON | 11 REHABİLİTASYON
7 ŞİMDİ HAREKET | 3 DENERVE | 1 İNKONTİNANS | 1 İYONOFREZ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran

Görülebilir alan 2,6"

Kanal

4 Bağımsız (8elektrot)

Frekans

0,3-150Hz *

İmpuls genliği

40-450µs *

Yoğunluk

0-120mA her kanalda

Güç Kaynağı

Şarj Edilebilir Batarya

Ebatlar

mm 100x160x35


Ağırlık

gr 454

* Mevcut modele bağlı olarak

EKİPMAN

- 1 Çanta
- 1 Stimilatör GENESY 600
- 4 Elektrod bağlantısı için 4 kablo i
- 2 Kablo mikro akım ve iyonofrez için
- 4 Kendinden yapışkanlı kare elektrod
- 4 Kendinden yapışkanlı dikdörtgen elektrod
- 1 Şarj Edici
- 1 Kullanım Klavuzu



CE
0476



TENS TENS

MENS MENS

IONO IONO

3S 3S

FN ŞİMDİ AKSİYON

STIM TIME ÇALIŞMA SÜRESİ

Last 10 SON 10

Favorites FAVORİLER

MULTI USER ÇOKLU KULLANICI

PRO PROGRAMLANABİLİR

STIM KİLİDİ

X2 2+2 FONKSİYONU

MY BENİM ANTRENÖRÜM

AUTO STIM OTOMATİK STİMİLASYON

SYS SENKRONİZE STİMİLASYON

Work Time ÇALIŞMA ZAMANI

ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY 600

4 KANALLI ELEKTROTHERAPİ | 149 PROGRAM

PROGRAM LİSTESİ

REHAB

Şişmiş ayak bilekleri

Atrofi

Hemipleji - Üst ekstremite

Hemipleji -Alt ekstremite

ACL ameliyatı sonrası iyileşme

fonksiyonel kurtarma

Ayak bileği yeniden eğitimi

Bacak yeniden eğitimi

Kas Spazmları

Omuz Subluksasyonunun önlenmesi

Vastus medial takviyesi

Agonist / Antagonist

Motor noktası kalemli

Kas güçlendirme

AĞRI

Konvensiyonel analjik tens

Module edilmiş analjik tens

Düşük Frekanslı analjik tens

Endorfinik tens

Diz ağrısı

Menstrual ağrı

Ameliyat sonrası ağrı

Kronik ağrı

Omuz ağrısı (skapulo-humeral sendrom)

Karpal Tunel

Trapezius Ağrısı

Rotator Kuf İnflamasyonu

Kas Ağrısı

Siyatik

Kronik bel ağrısı

Servikal ağrı

Bürsüt Tendinit

Kemik Kırıkları

Epikondilit

Osteoartirit

İYONOFREZ

İyonofrez

İNKONTİNANS

Karma inkontinans

MIKRO AKIMLAR

Epikondilit

Skapulohumeral Periartrit

Çürük

Siyatik

bel Ağrısı

Akut ağrı

Artiküler ağrı

Boyun tutulması

Parmak Şıkkatmak

Omuz burkulması

Diz burkulması

Tendon İltihabı

DENERVE

Triangular (düşük denervasyon seviyesi)

Trapez (ortalama denervasyon seviyesi)

Rectangular (yüksek denervasyon seviyesi)

SPOR

Kapilarizasyon

Isıtma

Yanış öncesi ısınma

Aktif Kurtarma

Maksimum güç

Dayanıklılık gücü

Patlayıcı güç

Ayrobik dayanıklılık

reaktivite

Yanış sonrası kurtarma

Gevşeme

Hipertrofi

FİTNES

Sıklaşma

Bio-Pulse sıkılaştırma

Şekillenme

Bio-Pulse Şekillenme

Tonlama

Kitle Yapılanma

Vücut Biçimlenme

Tanımlama

Jogging

Anayrobik Fitnes

Ayrobik fitnes

Kramp Önleme

SERİ SIRALI STİMÜLASYON

"3S" program listesi 12 parametre kombinasyonu içerir.

"3S" programları, kanal 1 ve 2'ye kıyasla kanal 3 ve 4'ün aktivasyon gecikmesi ile karakterize edilir.

Seri Sıralı Stimülasyon, ilgili kas gruplarının farklı aktivasyon süreleri sayesinde kinetik zincirdeki kasların uyarılmasına izin verir.

ŞİMDİAKSİYON

"Action Now" program listesi 7 parametre kombinasyonu içerir.

"Action Now" programları, elektrik stimülasyonunu gönüllü eylemle ilişkilendirmek ve senkronize etmek için özellikle yararlıdır.