

GLOBUS ELITE 150

4 KANAL ELEKTROTHERAPİ | 150 PROGRAM

SPOR VE FİTNESS PROGRAMLARI İÇİN ÖZEL TARSARLANMIŞ FAKAT SERİ SIRALI STİMİLASYON AKIMLARI SAYESİNDE GÜZELLİĞE AYRI BİR İHTİMAM GÖSTEREN, HARİKA DRENAJ ETKİLERİ OLAN BİR CİHAZDIR

36 GÜZELLİK | 36 SERİ SIRALI STİMİLASYON | 32 FİTNESS | 31 SPOR | 12 TENS VE AĞRI | 3 REHABİLİTASYON


TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran
Görülebilir alan 2,6"
Kanallar
4 bağımsız (8 elektrod)
Frekans
0,3-150Hz *
Pulse genliği
40-450µs *
Güç
0-120mA her kanalda
Güç Kaynağı
Şarj edilebilir batarya
Ebad
mm 100x160x35
Ağırlık
gr 454

*Mevcut modele bağlı olarak

EKİPMAN

- 1 Çanta
- 1 Stimilatör ELITE 150
- 4 Kablo ,Elektrod bağlantısı için
- 4 Kendinden yapışkanlı kare elektrod
- 4 Kendinden yapışkanlı dikdörtgen elektrod
- 1 Şarj edici
- 1 Kullanım klavuzu



CE
0476



TENS TENS

3S 3S

Last10 SON 10

MULTI USER ÇOKLU KULLANICI

MY TRAINER BENİM ANTRENÖRÜM

Sys SENKRO STİM

Work Time ÇALIŞMA ZAMANI

ŞARJ EDİBİLİR BATARYA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ELITE 150

4 KANAL ELEKTROTERAPİ | 150 PROGRAM

PROGRAM LİSTESİ

SPOR

Kapilarizasyon

Isınma

Yanış öncesi ısınma

aktif kurtarma

Maximum zorluk

Dayanıklılık zorluk

Patlayıcı Güç

Reaktivite

Yanış sonrası kurtarma

Hipertrofi

İpertrfia

Ayrobik dayanıklılık

FITNESS

Sıkılaşıma

Biçimlenme

Bio-Pulse biçimlenme

Tonlama

Kitleseel yapılanma

Joging

GÜZELLİK

Güzellik

Drenaj

Bio-Pulse drenaj e

Gebelik sonrası lipoliz

Tonlama masajı

Bağ masajı

Gebelik sonrası drenaj

Gebelik sonrası sıkılaşıma

Göğüs sıkılaşıma

Göğüs Biçimlenme

Şişmiş kollar

Yüz kapilleri

Yüz germe etkileri

Cilt tonu Geliştirme

TENS VE AĞRI

Konvensiyonel analjik tens

Module analjik tens

Endorfinik tens

Menstural ağrı

Diz Ağrısı

Kronik Ağrı

Kas Ağrısı

Servikal Ağrı

Omuz Ağrısı (scapulohumeral Syndr.)

Kronik Lumbago

Bursitis-tendinitis

Östeoartirit

REHABİLİTASYON

Üst Extremité Atrofi

ACL Ameliyatı sonrası geri kazanım

alt Extremité Atrofisi

SERİ SIRALI STİMİLASYON

"3S" programı 36 parametre kombinasyonu içerir